



FICHA TECNICA

FT-DM-001

Fecha de emisión: sept 2024
versión 1

DOCUMENTO CONTROLADO

Página 1 de 1

Nombre del producto

Set Introducutor

Marca y fabricante

INT® -Shanghai Kindly Medical Instruments CO., Ltd

Registro sanitario

INVIMA 2024DM-0029196 II A

Descripción del producto

El conjunto introductor y el dilatador ingresan al conducto a lo largo de una guía para construir un conducto que conecta la piel y el conducto. Después de retirar el dilatador, la funda introductora es la única entrada para la operación del conducto. La válvula hemostática del juego introductor y la película de gel de sílica en el conector se utilizan respectivamente para detener el flujo sanguíneo y evitar que se filtre sangre. Podría evitar la hemorragia.

Modelos o referencias

referencias: 5F, 6F, 7F, 8F

Vida útil

3 años

Condiciones de almacenamiento

Temperatura ambiente - Humedad relativa inferior a 70%

