



FICHA TECNICA

FT-DM-001

Fecha de emisión: sept 2024
versión 1

DOCUMENTO CONTROLADO

Página 1 de 1

Nombre del producto

Catéter Venoso Central

Marca y fabricante

Medland Care -Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.

Registro sanitario

Descripción del producto

El kit de catéter venoso central (CVC) es una gama de catéteres de poliuretano estériles y de un solo uso de corta duración diseñados para facilitar la terapia de infusión en un entorno de cuidados críticos.

Modelos o referencias

Lúmen único, dos lúmenes, tres lúmenes y cuatro lúmenes

Vida útil

3 años

Condiciones de almacenamiento

temperatura inferior a 40 °C y una humedad relativa del 30% al 80%

