

Delta 		FICHA TECNICA	
FT-DM-001	Fecha de emisión: sept 2024 versión 1	DOCUMENTO CONTROLADO	Página 1 de 1
Nombre del producto	Catéter Guía		
Marca y fabricante	INT - BEYONDER -Shanghai Kindly Medical Instruments CO., Ltd		
Registro sanitario			
Descripción del producto	El catéter guía Este producto se utiliza para proporcionar acceso a catéteres con balón, guías u otros dispositivos terapéuticos durante procedimientos intervencionistas periféricos.		
Modelos o referencias	EBU, RBU , ECR, HS , MP , IM, SCR , SBS, XB, STR, HI, SR, SL , MAC, RCB, LCB, JR, JL, HS, STR, GC, FR, FL, AR, AL, EG		
Vida útil	3 años		
Condiciones de almacenamiento	proteger de la humedad y exposición directa al sol		

