



FICHA TECNICA

FT-DM-001

Fecha de emisión: sept 2024
versión 1

DOCUMENTO CONTROLADO

Página 1 de 1

Nombre del producto

Catéter Intravenoso

Marca y fabricante

Wego - WEIHAI JIERUI MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.

Registro sanitario

INVIMA 2022DM-0025418 II a

Descripción del producto

Compuesto principalmente por soporte de cánula, cánula, aguja, tubos de conexión, tapa protectora, tres vías y tapa de heparina. Se usa para conectar una vía endovenosa de modo que se puedan infundir o inyectar medicamentos y líquidos o bien los catéteres se pueden utilizar para extraer sangre.

Modelos o referencias

14 G, 16G,18G,20G, 22G, 24G

Vida útil

5 años

Condiciones de almacenamiento

Temperatura ambiente - Humedad relativa inferior a 80%

