



FICHA TECNICA

FT-DM-001

Fecha de emisión: sept 2024
versión 1

DOCUMENTO CONTROLADO

Página 1 de 1

Nombre del producto

Catéter de Balón

Marca y fabricante

INT - BEYONDER -Shanghai Kindly Medical Instruments CO., Ltd

Registro sanitario

Descripción del producto

El catéter de Balón está indicado para la dilatación con balón de la porción estenótica de una arteria coronaria o estenosis de injerto de derivación con el fin de mejorar la perfusión miocárdica. También está indicado para la expansión posterior a la colocación de stents expandibles con balón.

Modelos o referencias

Balón semicompliance - Non compliance Balón

Vida útil

3 años

Condiciones de almacenamiento

proteger de la humedad y exposición directa al sol

