



FICHA TECNICA

FT-DM-001

Fecha de emisión: sept 2024
versión 1

DOCUMENTO CONTROLADO

Página 1 de 1

Nombre del producto

Jeringas Estériles de un solo uso

Marca y fabricante

Wego - WEIGAO MEDICAL INTERNATIONAL CO.,LTD

Registro sanitario

INVIMA 2022DM-0025268 II a

Descripción del producto

La jeringa consta de un cilindro, un émbolo, un pistón y una aguja de inyección y se usa para extraer o introducir líquidos o fluidos en cuerpo.

Modelos o referencias

Con aguja y sin aguja : 1ml, 2ml, 2.5ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 25ml, 30ml, 50ml, 60ml, 100ml

Vida útil

5 años

Condiciones de almacenamiento

Humedad relativa inferior a 80%

