



FICHA TECNICA

FT-DM-001

Fecha de emisión: sept 2024
versión 1

DOCUMENTO CONTROLADO

Página 1 de 1

Nombre del producto

Polainas

Marca y fabricante

Eterna -Xiantao Xingrong Protective Products Co. Ltd - China

Registro sanitario

No requiere

Descripción del producto

Barrera de protección fabricado en tela no tejida que evita la contaminación desde el exterior a áreas estériles, con borde elástico para cobertura total del zapato que permite se adapte a cualquier usuario, libre de látex, dispositivo de único uso, No estéril.

Modelos o referencias

Con antideslizante - Sin Antideslizante 1par/bolsa, 50bolsas/caja 50pares/bolsa, 20bolsas/caja

Vida útil

2 años

Condiciones de almacenamiento

Temperatura ambiente - Humedad relativa inferior a 70%

